

Prérequis techniques à l'utilisation de la téléconsultation Prédice pour les patients

→ Ce document doit vous permettre de vérifier les prérequis techniques à respecter, afin d'utiliser la solution de téléconsultation Prédice.

Navigateur Web

1 Navigateurs compatibles

● Ordinateur

Navigateur	URL
Mozilla Firefox (version à jour)	https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/
Google Chrome (version à jour)	https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/
Opéra (version à jour)	https://www.opera.com/fr/download
Safari (version à jour)	https://support.apple.com/downloads/safari

● Smartphone Android

Navigateur	URL
Google Chrome (version à jour)	https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/

● Smartphone IOS (Apple)

Navigateur	URL
Safari (version à jour)	https://support.apple.com/downloads/safari

Les navigateurs non mentionnés dans ce tableau ne sont pas validés pour une utilisation de la page patient.

Pour un fonctionnement optimal, l'application a besoin des dernières versions des navigateurs cités précédemment.

Matériel et système

Matériel	Système
CPU	Un processeur d'une vitesse d'horloge de 2 Ghz
RAM	2 Go minimum
Espace Disque	1 Go d'espace disque libre sur le disque système
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">• Ordinateur : Windows 7, 8 ou 10, Mac OS à jour.• Smartphone : Andoid à jour, IOS à jour
Résolution d'affichage recommandée	<ul style="list-style-type: none">• Ordinateur : 1280*1024 minimum• Smartphone : 5 pouces
Périphériques	<ul style="list-style-type: none">• Webcam• Micro• Casque audio (facultatif)